



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.9923.972
Artikelbeschreibung	Mikrotestplatte, Terasaki, 60 Well, Stülpdeckel, Bodenform: konisch, Deckel montiert, Material: PS, transparent, steril, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Bodenform	konisch
Anzahl der Wells	60
Gefäßtyp	Platte
Oberflächeneigenschaft	TC-behandelt

Maße

Volumen max	10 µl
Breite des Produktes	57,8 mm
Höhe des Produktes	9,7 mm
Länge des Produktes	85,1 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Mikrotestplatte, Terasaki, 60 Well, Stülpdeckel,
Bodenform: konisch, PS, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 650
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 10
Stück pro Umkarton 650
Stück pro Palette 16250
Tiefe des Umkartons 608 mm
Breite des Umkartons 324 mm
Höhe des Umkartons 264 mm
Volumen des Umkartons 0,052 cbm
Gewicht des Produktes 0,0173 kg
Gewicht des Umkartons 12,2 kg
EAN des Innenkartons 4038917154710
EAN des Umkartons 4038917354363

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT