



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1198
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 7 l, (LxB): 500 x 300 mm, Material: PP, transparent, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, ohne Druck, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	ohne Druck
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

Maße

Breite des Produktes	300 mm
Länge des Produktes	500 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0135 kg
Gewicht des Umkartons	7 kg
EAN des Innenkartons	4038917085724
EAN des Umkartons	4038917004350

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

