



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1201.103
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 7 l, (LxB): 500 x 300 mm, Material: PP, gelb, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, mit Druck, Druck Biohazard, Etikett/Druck: blau, 50 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	blau
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

## Maße

Breite des Produktes	300 mm
Länge des Produktes	500 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0141 kg
Gewicht des Umkartons	7,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917160414
EAN des Umkartons	4038917160407

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

