



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1203
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 40 l, (LxB): 780 x 600 mm, Material: PP, transparent, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, mit Druck, Druck Biohazard, Etikett/Druck: rot, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

Maße

Breite des Produktes	600 mm
Länge des Produktes	780 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	6000
Tiefe des Umkartons	290 mm
Breite des Umkartons	110 mm
Höhe des Umkartons	630 mm
Volumen des Umkartons	0,0201 cbm
Gewicht des Produktes	0,0415 kg
Gewicht des Umkartons	10,76 kg
EAN des Innenkartons	4038917085779
EAN des Umkartons	4038917004404

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

