



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1206.103
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 80 l, (LxB): 1.120 x 700 mm, Material: PP, gelb, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, mit Druck, Druck Biohazard, Etikett/Druck: blau, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	blau
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

Maße

Breite des Produktes	700 mm
Länge des Produktes	1.120,00 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	150
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	150
Stück pro Palette	3600
Tiefe des Umkartons	378 mm
Breite des Umkartons	122 mm
Höhe des Umkartons	810 mm
Volumen des Umkartons	0,0374 cbm
Gewicht des Produktes	0,072 kg
Gewicht des Umkartons	11,38 kg
EAN des Innenkartons	4038917160452
EAN des Umkartons	4038917160445

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

