



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1297
Artikelbeschreibung	Tischständer, für Vernichtungsbeutel 300 x 200 mm (REF 86.1197), Material: Epoxidharz, weiß, (HxØ Ebene1/Ø Ebene2): 250 x 155/125 mm, inkl. Spenderpackung mit 100 Beuteln, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Vernichtungsbeutel 300 x 200 mm (REF 86.1197)
Zubehör	geeignet für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm (Artikel-Nr. 86.1197)

Maße

Höhe des Produktes	250 mm
--------------------	--------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Epoxidharz
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Latexfrei ja
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 108
Tiefe des Innenkartons 73 mm
Breite des Innenkartons 73 mm
Höhe des Innenkartons 211 mm
Tiefe des Umkartons 308 mm
Breite des Umkartons 223 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0134 cbm
Gewicht des Produktes 0,658 kg
Gewicht des Umkartons 0,88 kg
EAN des Innenkartons 4038917086073
EAN des Umkartons 4038917004664

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

