



Produktspezifikation
**Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 95 mm,
Baumwolle**

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 80.629.001 |
| Artikelbeschreibung | Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit Belüftungsmembran, mit Papieretikett, ETO behandelt, ISO 18385, passive Trocknung, Stablänge: 95 mm, Stabmaterial: Holz, Tupferkopf rund, Tupfermaterial: Baumwolle, Röhre: PP, Blisterverpackung aluminiumfrei, 1 Stück/Blister |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Etikett / Druck | mit Papieretikett |
| Verschluss | Standard-Schraubverschluss |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Ausführung | in der Röhre mit Belüftungsmembran |
| Anwendungsbereich | Entnahme von forensischen Proben |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 95 mm,
Baumwolle**

Seite 2

Maße

| | |
|------------------------------------|----------|
| Durchmesser | 15,35 mm |
| Breite des Produktes | 18,05 mm |
| Höhe des Produktes | 106,8 mm |
| Länge des Produktes | 107 mm |
| Länge mit Verschluss | 97,6 µm |
| Länge ohne Verschluss | 106 mm |
| Länge mit Verschluss und Stange | 106,8 µm |
| Länge des Stabes | 95 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Farbe des Produktes | mehrfarbig |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | weiß |
| Material des Tupfers | Baumwolle |
| Material des Stabes | Holz |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | ISO 18385 |
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Reinheitsstandard | ETO behandelt |
| Sterilisation | Gassterilisation |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 800 |
| Kleinste Unterverpackung | Blister |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 800 |
| Stück pro Palette | 20000 |
| Tiefe des Innenkartons | 211 mm |
| Breite des Innenkartons | 151 mm |
| Höhe des Innenkartons | 171 mm |
| Tiefe des Umkartons | 437 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit
Belüftungsmembran, ISO 18385, 95 mm,
Baumwolle

Seite 3

| | |
|-----------------------|---------------|
| Breite des Umkartons | 363 mm |
| Höhe des Umkartons | 335 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0531 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0065 kg |
| Gewicht des Umkartons | 7,29 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917276887 |
| EAN des Umkartons | 4038917428941 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT