



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	90.3100.000
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 1-Kanal, variabel, 100 µl - 1.000 µl, blau, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Arbeitsvolumen	100 µl - 1.000 µl
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	315 mm
Breite des Innenkartons	90 mm
Höhe des Innenkartons	30 mm
Gewicht des Produktes	0,088 kg
EAN des Innenkartons	4038917937061
EAN des Umkartons	4038917937078

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

