



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.3100.555
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 1-Kanal, variabel, 0,5 ml - 5 ml, violett, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Arbeitsvolumen	0,5 ml - 5 ml
Codierung Farbe	violett
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Material & Farben

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	246 mm
Breite des Innenkartons	88 mm
Höhe des Innenkartons	45 mm
Gewicht des Produktes	0,088 kg
EAN des Innenkartons	4038917937146
EAN des Umkartons	4038917937153

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

