



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	90.3112.200
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 12-Kanal, variabel, 20 µl - 200 µl, gelb, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Arbeitsvolumen	20 µl - 200 µl
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	288 mm
Breite des Innenkartons	150 mm
Höhe des Innenkartons	28 mm
Gewicht des Produktes	0,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917937689
EAN des Umkartons	4038917937696

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

