



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.3112.300
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 12-Kanal, variabel, 30 µl - 300 µl, orange, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Arbeitsvolumen	30 µl - 300 µl
Codierung Farbe	orange
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Material & Farben

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	288 mm
Breite des Innenkartons	150 mm
Höhe des Innenkartons	28 mm
Gewicht des Produktes	0,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917937740
EAN des Umkartons	4038917937757

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

