



## Produktspezifikation

Pipettenständer, rotierbar, Lagerkapazität: 6, für  
Einkanalpipetten bis 1.000 µl, 1 Stück/Karton

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1760.200
Artikelbeschreibung	Pipettenständer, rotierbar, Lagerkapazität: 6, für Einkanalpipetten bis 1.000 µl, 1 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Passend für	Einkanalpipetten bis 1.000 µl
Lagerkapazität	6

### Material & Farben

Farbe des Produktes	weiß/rot
---------------------	----------

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Pipettenständer, rotierbar, Lagerkapazität: 6, für  
Einkanalpipetten bis 1.000 µl, 1 Stück/Karton**

**Seite 2**

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	4
Stück pro Palette	144
Tiefe des Innenkartons	230 mm
Breite des Innenkartons	150 mm
Höhe des Innenkartons	150 mm
Tiefe des Umkartons	360 mm
Breite des Umkartons	330 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0297 cbm
Gewicht des Produktes	0,68 kg
Gewicht des Umkartons	3,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917937863
EAN des Umkartons	4038917937870

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**