



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1181
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, transparent, passend für MLA-Pipetten, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Passend für	MLA-Pipetten
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	nein
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	1000 µl
Länge des Produktes	86 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	4,41 kg
EAN des Innenkartons	4038917085656

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 1.000 µl, transparent, 250
Stück/Beutel

Seite 2

EAN des Umkartons

4038917004299

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT