



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1183.002
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 5 ml, transparent, Füllstandsringe, passend für Eppendorf, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf
Arbeitsvolumen	5 ml
Filter	nein
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	5 ml
Länge des Produktes	123 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 5 ml, transparent, 250
Stück/Beutel

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 2500
Stück pro Palette 25000
Tiefe des Umkartons 298 mm
Breite des Umkartons 464 mm
Höhe des Umkartons 698 mm
Volumen des Umkartons 0,0966 cbm
Gewicht des Produktes 0,0026 kg
Gewicht des Umkartons 7,3 kg
EAN des Innenkartons 4038917126458
EAN des Umkartons 4038917574594

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT