



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1183.102
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 5 ml, transparent, Füllstandsringe, passend für Eppendorf, 50 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf
Arbeitsvolumen	5 ml
Filter	nein
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	5 ml
Länge des Produktes	123 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Box
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 16500
Tiefe des Umkartons 165 mm
Breite des Umkartons 311 mm
Höhe des Umkartons 610 mm
Volumen des Umkartons 0,0313 cbm
Gewicht des Produktes 0,0065 kg
Gewicht des Umkartons 3,7 kg
EAN des Innenkartons 4038917126472
EAN des Umkartons 4038917080477

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

