



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.1186
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.250 µl, transparent, Füllstandsringe, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 384 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.250 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Pipettenspitze, 1.250 µl, transparent, 384**  
**Stück/Beutel**

**Seite 2**

**Maße**

Volumen max 1250 µl  
Länge des Produktes 103 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 3840  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 384  
Stück pro Umkarton 3840  
Stück pro Palette 134400  
Tiefe des Umkartons 347 mm  
Breite des Umkartons 258 mm  
Höhe des Umkartons 443 mm  
Volumen des Umkartons 0,0397 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0011 kg  
Gewicht des Umkartons 4,57 kg  
EAN des Innenkartons 4038917225236  
EAN des Umkartons 4038917225229

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**