



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.1186.100
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.250 µl, transparent, Füllstandsringe, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.250 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	1250 µl
Länge des Produktes	103 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	3840
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	96
Stück pro Umkarton	3840
Stück pro Palette	46080
Tiefe des Umkartons	264 mm
Breite des Umkartons	475 mm
Höhe des Umkartons	500 mm
Volumen des Umkartons	0,0627 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	9,05 kg
EAN des Innenkartons	4038917126489
EAN des Umkartons	4038917080347

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

