



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.1186.200
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.250 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® , passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.250 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	1250 µl
Länge des Produktes	103 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	Biosphere®
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	768
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	96
Stück pro Umkarton	768
Stück pro Palette	79872
Tiefe des Umkartons	270 mm
Breite des Umkartons	121 mm
Höhe des Umkartons	413 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	2 kg
EAN des Innenkartons	4038917160377
EAN des Umkartons	4038917160360

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

