



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1186.410
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 1.250 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 384 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.250 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	1250 µl
Länge des Produktes	103 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Filters	Polyethylen (PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3840
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	384
Stück pro Umkarton	3840
Stück pro Palette	134400
Tiefe des Umkartons	343 mm
Breite des Umkartons	248 mm
Höhe des Umkartons	438 mm
Volumen des Umkartons	0,0373 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	4,82 kg
EAN des Innenkartons	4038917126502
EAN des Umkartons	4038917080361

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

