



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1187.002
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 10 ml, blau, Füllstandsringe, passend für Sarpette® M, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Sarpette® M
Arbeitsvolumen	10 ml
Filter	nein
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	10 ml
Länge des Produktes	144 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 20000
Tiefe des Umkartons 457 mm
Breite des Umkartons 381 mm
Höhe des Umkartons 269 mm
Volumen des Umkartons 0,0468 cbm
Gewicht des Produktes 0,0048 kg
Gewicht des Umkartons 5,4 kg
EAN des Innenkartons 4038917951531
EAN des Umkartons 4038917951548

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

