



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 70.1187.102  
Artikelbeschreibung Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 10 ml, blau,  
Füllstandsringe, passend für Sarpette® M, 25 Stück/Box

### **Produkteigenschaften**

Graduierung ja  
Passend für Sarpette® M  
Arbeitsvolumen 10 ml  
Filter nein  
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

### **Maße**

Volumen max 10 ml  
Länge des Produktes 144 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes blau

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 250  
Kleinste Unterverpackung Box  
Stück pro Innenkarton 25  
Stück pro Umkarton 250  
Stück pro Palette 7500  
Tiefe des Umkartons 603 mm  
Breite des Umkartons 303 mm  
Höhe des Umkartons 152 mm  
Volumen des Umkartons 0,0278 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0128 kg  
Gewicht des Umkartons 3,6 kg  
EAN des Innenkartons 4038917951494  
EAN des Umkartons 4038917951500

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

