



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1189.215
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® , passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Finnpipette sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Finnpipette sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	77 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Filters	Polyethylen (PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	Biosphere®
Sterilisation	Gammabestahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	960
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	96
Stück pro Umkarton	960
Stück pro Palette	120960
Tiefe des Umkartons	241 mm
Breite des Umkartons	89 mm
Höhe des Umkartons	406 mm
Volumen des Umkartons	0,0087 cbm
Gewicht des Produktes	0,0014 kg
Gewicht des Umkartons	1,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917314589
EAN des Umkartons	4038917314572

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

