



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.1190.100
Artikelbeschreibung	Gelloader Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, passend für die gängigsten Pipettoren, 96 Stück/Box

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Anwendungsbeispiel	Gelloader
Passend für	die gängigsten Pipettoren
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	67 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	960
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	96
Stück pro Umkarton	960
Stück pro Palette	103680
Tiefe des Umkartons	475 mm
Breite des Umkartons	255 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0121 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	1,73 kg
EAN des Innenkartons	4038917344593
EAN des Umkartons	4038917344586

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

