



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1193.150
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, schwarz, passend für Anwendung auf SARSTEDT IVARO AP - Geräten, 480 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	Anwendung auf SARSTEDT IVARO AP - Geräten
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	ja

Maße

Volumen max	1000 µl
Länge des Produktes	95 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3840
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	3840
Stück pro Umkarton	3840
Stück pro Palette	61440
Tiefe des Umkartons	563 mm
Breite des Umkartons	343 mm
Höhe des Umkartons	500 mm
Volumen des Umkartons	0,0966 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	7,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917434768
EAN des Umkartons	4038917434751

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

