



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1193.151
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, schwarz, passend für Anwendung auf SARSTEDT IVARO AP - Geräten, 480 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	Anwendung auf SARSTEDT IVARO AP - Geräten
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	ja

Maße

Volumen max	1000 µl
-------------	---------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3840
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	3840
Stück pro Palette	61440
Tiefe des Umkartons	500 mm
Breite des Umkartons	335 mm
Höhe des Umkartons	200 mm
Volumen des Umkartons	0,0754 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	7,95 kg
EAN des Innenkartons	4038917913447
EAN des Umkartons	4038917913454

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

