



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1193.350
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, schwarz, passend für Anwendung auf SARSTEDT IVARO AP - Geräten, 480 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	Anwendung auf SARSTEDT IVARO AP - Geräten
Arbeitsvolumen	300 µl
Filter	ja

Maße

Volumen max	300 µl
-------------	--------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3840
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	3840
Stück pro Palette	61440
Tiefe des Umkartons	488 mm
Breite des Umkartons	430 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0682 cbm
Gewicht des Produktes	0,0018 kg
Gewicht des Umkartons	6,87 kg
EAN des Innenkartons	4038917898539
EAN des Umkartons	4038917898546

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

