



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3010.110
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 10 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	10 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	grau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 10 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
Stück/StackPack

Seite 2

Maße

Volumen max	10 µl
Länge des Produktes	31 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	StackPack
Stück pro Innenkarton	1920
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	307200
Tiefe des Umkartons	290 mm
Breite des Umkartons	143 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0093 cbm
Gewicht des Produktes	0,0004 kg
Gewicht des Umkartons	1,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917894494
EAN des Umkartons	4038917894500

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT