



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3010.385
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 2,5 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/SingleRefill

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	2,5 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	grau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	2,5 µl
Länge des Produktes	31 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Filters	Polyethylen (PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	SingleRefill
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	115200
Tiefe des Innenkartons	291 mm
Breite des Innenkartons	105 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	437 mm
Breite des Umkartons	307 mm
Höhe des Umkartons	170 mm
Volumen des Umkartons	0,0228 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917894913
EAN des Umkartons	4038917894920

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

