



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.3020.210
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 20 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	20 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	grau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Pipettenspitze, 20 µl, transparent, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 96**  
**Stück/Box**

**Seite 2**

**Maße**

Volumen max	20 µl
Länge des Produktes	46 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Innenkartons	330 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0277 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917894197
EAN des Umkartons	4038917894203

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**