



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.3030.020
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, gelb, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	51 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	480000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	3,83 kg
EAN des Innenkartons	4038917525985
EAN des Umkartons	4038917525978

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

