



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3030.100
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	51 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	StackPack
Stück pro Innenkarton	1920
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	291840
Tiefe des Umkartons	290 mm
Breite des Umkartons	157 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0102 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	1,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917845960
EAN des Umkartons	4038917845977

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

