



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3030.110
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 200 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
Stück/StackPack

Seite 2

Maße

Volumen max 200 µl
Länge des Produktes 51 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard PCR Performance Tested
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1920
Kleinste Unterverpackung StackPack
Stück pro Innenkarton 1920
Stück pro Umkarton 1920
Stück pro Palette 291840
Tiefe des Umkartons 290 mm
Breite des Umkartons 157 mm
Höhe des Umkartons 225 mm
Volumen des Umkartons 0,0102 cbm
Gewicht des Produktes 0,0006 kg
Gewicht des Umkartons 1,69 kg
EAN des Innenkartons 4038917846004
EAN des Umkartons 4038917846011

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT