



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3030.210
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**Pipettenspitze, 200 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 96
Stück/Box**

Seite 2

Maße

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	51 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Innenkartons	330 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0277 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917847155
EAN des Umkartons	4038917847162

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT