



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.3030.285
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 20 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	20 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	20 µl
Länge des Produktes	51 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Filters	Polyethylen (PE)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Innenkartons	330 mm
Breite des Innenkartons	111 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0277 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917846127
EAN des Umkartons	4038917846134

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

