



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.3030.305
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/SingleRefill

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	51 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	SingleRefill
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	115200
Tiefe des Innenkartons	291 mm
Breite des Innenkartons	105 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	437 mm
Breite des Umkartons	307 mm
Höhe des Umkartons	170 mm
Volumen des Umkartons	0,0228 cbm
Gewicht des Produktes	0,0008 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917847032
EAN des Umkartons	4038917847049

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

