



### **Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 70.3040.200                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelbeschreibung | Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box |

### **Produkteigenschaften**

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduierung              | ja                                                                                                   |
| Passend für              | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen |
| Arbeitsvolumen           | 300 µl                                                                                               |
| Filter                   | nein                                                                                                 |
| Codierung Farbe          | orange                                                                                               |
| Autoklavierbar (max. °C) | 121 °C                                                                                               |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Volumen max         | 300 µl |
| Durchmesser         | 7 mm   |
| Länge des Produktes | 60 mm  |

### **Material & Farben**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | transparent       |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktkategorie          | In vitro-Diagnostikum, CE |
| Konformitätsbescheinigung | ja                        |
| CE-Zertifizierung         | CE                        |
| Reinheitsstandard         | PCR Performance Tested    |
| Chargiert                 | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1920          |
| Kleinste Unterverpackung    | Box           |
| Stück pro Innenkarton       | 480           |
| Stück pro Umkarton          | 1920          |
| Stück pro Palette           | 61440         |
| Tiefe des Innenkartons      | 530 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 111 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 148 mm        |
| Tiefe des Umkartons         | 547 mm        |
| Breite des Umkartons        | 325 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 245 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0436 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0013 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 4,05 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917433280 |
| EAN des Umkartons           | 4038917433273 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

