



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer | 70.3040.255 |
| Artikelbeschreibung | Filterspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Finnpipette sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduierung | ja |
| Passend für | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Finnpipette sowie baugleiche Ausführungen |
| Arbeitsvolumen | 300 µl |
| Filter | ja |
| Codierung Farbe | orange |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Volumen max | 300 µl |
| Durchmesser | 7 mm |
| Länge des Produktes | 60 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| Konformitätsbescheinigung | ja |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | Biosphere® plus |
| Sterilisation | Gassterilisation |
| Pyrogenfreiheit | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1920 |
| Kleinste Unterverpackung | Box |
| Stück pro Innenkarton | 480 |
| Stück pro Umkarton | 1920 |
| Stück pro Palette | 61440 |
| Tiefe des Innenkartons | 530 mm |
| Breite des Innenkartons | 111 mm |
| Höhe des Innenkartons | 148 mm |
| Tiefe des Umkartons | 547 mm |
| Breite des Umkartons | 325 mm |
| Höhe des Umkartons | 245 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0436 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0014 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,13 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917433372 |
| EAN des Umkartons | 4038917433365 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

