



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.3040.355
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Finnpipette sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/SingleRefill

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Finnpipette sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	300 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	orange

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	300 µl
Durchmesser	7 mm
Länge des Produktes	60 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	SingleRefill
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Innenkartons	333 mm
Breite des Innenkartons	105 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	437 mm
Breite des Umkartons	351 mm
Höhe des Umkartons	172 mm
Volumen des Umkartons	0,0264 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	2,81 kg
EAN des Innenkartons	4038917433198
EAN des Umkartons	4038917433181

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

