



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 70.3040.375  |
| Artikelbeschreibung | Filterspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/SingleRefill |

### **Produkteigenschaften**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Graduierung     | ja  |
| Passend für     | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen |
| Arbeitsvolumen  | 300 µl  |
| Filter          | ja  |
| Codierung Farbe | orange  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Volumen max         | 300 µl |
| Durchmesser         | 7 mm   |
| Länge des Produktes | 60 mm  |

### **Material & Farben**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | transparent       |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Produktkategorie          | In vitro-Diagnostikum, CE |
| Konformitätsbescheinigung | ja                        |
| CE-Zertifizierung         | CE                        |
| Reinheitsstandard         | Biosphere® plus           |
| Sterilisation             | Gassterilisation          |
| Pyrogenfreiheit           | ja                        |
| Chargiert                 | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1920          |
| Kleinste Unterverpackung    | SingleRefill  |
| Stück pro Innenkarton       | 480           |
| Stück pro Umkarton          | 1920          |
| Stück pro Palette           | 96000         |
| Tiefe des Innenkartons      | 333 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 105 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 148 mm        |
| Tiefe des Umkartons         | 437 mm        |
| Breite des Umkartons        | 351 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 172 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0264 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0009 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 2,81 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917433167 |
| EAN des Umkartons           | 4038917433150 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

