



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3050.020
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, blau, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	1000 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	72 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0008 kg
Gewicht des Umkartons	4,77 kg
EAN des Innenkartons	4038917434584
EAN des Umkartons	4038917434577

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

