



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3050.030
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, schwarz, PCR Performance Tested, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	1000 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	72 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 1.000 µl, schwarz, PCR
Performance Tested, 500 Stück/Beutel

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Konformitätsbescheinigung ja
Reinheitsstandard PCR Performance Tested
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 180000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 300 mm
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm
Gewicht des Produktes 0,0009 kg
Gewicht des Umkartons 5,24 kg
EAN des Innenkartons 4038917434614
EAN des Umkartons 4038917434607

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT