



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3050.110
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 1.000 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
Stück/StackPack

Seite 2

Maße

Volumen max	1000 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	72 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	StackPack
Stück pro Innenkarton	1920
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	149760
Tiefe des Umkartons	303 mm
Breite des Umkartons	295 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0201 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	2,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917424813
EAN des Umkartons	4038917424806

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-04

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT