



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3050.305
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/SingleRefill

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	1000 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	72 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	SingleRefill
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	69120
Tiefe des Innenkartons	495 mm
Breite des Innenkartons	105 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	512 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	237 mm
Volumen des Umkartons	0,0394 cbm
Gewicht des Produktes	0,0014 kg
Gewicht des Umkartons	4,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917424639
EAN des Umkartons	4038917424622

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

