




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3060.110
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1.250 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.250 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Pipettenspitze, 1.250 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
Stück/StackPack

Seite 2

Maße

Volumen max	1250 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	90 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	StackPack
Stück pro Innenkarton	1920
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	184320
Tiefe des Umkartons	290 mm
Breite des Umkartons	267 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0174 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	2,97 kg
EAN des Innenkartons	4038917432238
EAN des Umkartons	4038917432221

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT