



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3060.375
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 1.000 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, XL, 96 Stück/SingleRefill

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.000 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	1000 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	90 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Kleinste Unterverpackung	SingleRefill
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	1920
Stück pro Palette	69120
Tiefe des Innenkartons	495 mm
Breite des Innenkartons	105 mm
Höhe des Innenkartons	148 mm
Tiefe des Umkartons	512 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	237 mm
Volumen des Umkartons	0,0394 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	4,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917432443
EAN des Umkartons	4038917432436

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

