



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.189.220
Artikelbeschreibung	Ersatzfilter, für Automatic-Sarpette® , Porengröße: 0,45 µm, 5 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Passend für	Automatic-Sarpette®
Porengröße	0,45

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	54000
Tiefe des Umkartons	308 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Ersatzfilter, für Automatic-Sarpette® , Porengröße:**  
**0,45 µm**

**Seite 2**

Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	1,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917419024
EAN des Umkartons	4038917419017

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**