



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 90.189.222  
Artikelbeschreibung Silikonadapter, für Automatic-Sarpette®, transluzent,  
Silikon, 1 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Passend für Automatic-Sarpette®

### **Material & Farben**

Material des Produktes Silikon  
Farbe des Produktes transluzent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	32400
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,014 kg
Gewicht des Umkartons	1,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917419086
EAN des Umkartons	4038917419079

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

