



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 92.1417.002 |
| Artikelbeschreibung | Silikonadapter, für M-Sarpette®, transparent, Silikon, 1 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|-------------|
| Passend für | M-Sarpette® |
|-------------|-------------|

Material & Farben

| | |
|------------------------|-------------|
| Material des Produktes | Silikon |
| Farbe des Produktes | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | nein |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 100 |
| Stück pro Palette | 32400 |
| Tiefe des Umkartons | 268 mm |
| Breite des Umkartons | 191 mm |
| Höhe des Umkartons | 100 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0051 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,006 kg |
| Gewicht des Umkartons | 0,85 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917129008 |
| EAN des Umkartons | 4038917021906 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

