



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1252.025
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml, Codierungsfarbe: grün, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	grün/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	0,2 ml - 2,5 ml
Codierung Farbe	grün

Maße

Nennvolumen	2 ml
Durchmesser	6 mm
Länge des Produktes	270 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml,
steril, 25 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 25
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 81000
Tiefe des Umkartons 413 mm
Breite des Umkartons 250 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0201 cbm
Gewicht des Produktes 0,0036 kg
Gewicht des Umkartons 4,21 kg
EAN des Innenkartons 4038917127219
EAN des Umkartons 4038917021098

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT