



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1685.020
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 25 ml, Codierungsfarbe: rot, Material: PS, steril, 20 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	rot/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	3 ml - 35 ml
Codierung Farbe	rot

Maße

Nennvolumen	25 ml
Durchmesser	15 mm
Länge des Produktes	345 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 25 ml,
steril, 20 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 200
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 20
Stück pro Umkarton 200
Stück pro Palette 10800
Tiefe des Umkartons 413 mm
Breite des Umkartons 250 mm
Höhe des Umkartons 270 mm
Volumen des Umkartons 0,0279 cbm
Gewicht des Produktes 0,0152 kg
Gewicht des Umkartons 3,61 kg
EAN des Innenkartons 4038917133029
EAN des Umkartons 4038917040785

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT